

说明函

我司出于对用户负责的态度,现告知广大用户, 在使用我司生产的盆底表面肌电分析及生物刺激反馈仪设备时,须配套使用我司生产的一次性使用阴道电极、阴道电极、理疗用体表电极等耗材, 具体说明如下:

- 1、我司耗材配置扫码识别, 并配置扫码枪, 可防止交叉干扰, 阴道电极为私密电极, 需专人专用, 电极码可快速识别和绑定相关信息。避免交叉感染, 同时通过电极码可快速找到病人档案, 提高临床效率。
- 2、我司出具的所有报告都是使用我司生产电极校正后和设备数据库比对后的结果, 使用其他厂家的电极则完全无法保证结果的真实可信。同时所有治疗方案的依据都是根据肌电检测结果来制定的,如肌电数据产生误差则会造成治疗结果不可控, 大大影响临床疗效。
- 3、我司生产的所有设备都是使用我司生产的电极来调节电刺激输出功率的肌电采集的阻抗也是我司生产电极测得的。所以如使用非我司生产的阴道电极用于电刺激治疗, 则会带来两个风险: 1) .阻抗过大, 影响输出功率, 影响治疗效果; 严重时甚至可能引起患者电灼伤 2) .电流载荷不稳, 会对设备产生无法挽回的损坏, 大大影响设备使用寿命。严重时甚至会烧毁电路板和缩短治疗电极线寿命。

望广大用户慎重对待此问题, 特此说明!

南京麦澜德医疗科技股份有限公司



授权书

兹授权成都利安惠科技有限公司授权成都龙瑞医疗器材有限公司在通江县人民医院销售我公司代理的南京麦澜德医疗科技股份有限公司生产的阴道电极 MLD V2-M、一次性使用阴道电极 MLD V1-M、人体润滑剂 50g、理疗用体表电极（各型号）等，由我公司负责售后服务。

授权日期：2024 年 3 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。



特此授权

